

IF4451 finicon® Silberfischchen-Monitor Gebrauchsanweisung

Der finicon® Silberfischchen-Monitor ist ein Monitor zur Überwachung von Silberfischchen (*Lepisma saccharina*). Der finicon® Silberfischchen-Monitor enthält keinen bioziden Wirkstoffe und dient rein der Überwachung und dem Monitoring von Silberfischchen und anderen kriechenden Insekten. Der Monitor kann auch zum Monitoring weiter Insekten wie z.B. Ofenfischchen (*Thermobia domestica*), Brotkäfern (*Stegobium paniceum*) Kabinettkäfern (*Anthrenus museorum*), dem Brauner Pelzkäfer (*Attagenus smirnovi*) oder auch Staubläusen (Psocoptera) herangezogen werden.

Verwendung:

1. Falle öffnen
2. Entnehmen Sie die Tablette mit dem Lockstoff aus der Verpackung
3. Platzieren Sie die Tablette im Unterteil der Falle und verschließen Sie diese wieder



4. Platzieren Sie den Monitor auf einer ebenen, glatten Fläche und verändern Sie die Position nicht mehr!

Platzierung: Die Monitore an Stellen platzieren, an denen Insekten gesichtet wurden oder Spuren für einen potentiellen Befall festgestellt worden sind.

Platzieren Sie die Monitore nur auf dem Boden und auf ebenen Flächen auf, damit ein einfacher ungehinderter Zugang für die Insekten gewährleistet ist!

Anzahl der aufgestellten Fallen: Platzieren Sie einen Monitor pro Raum, bei größeren Räumen können auch mehrere Monitore verwendet werden.

Austausch/ Erneuerung der Monitore: Die Monitore etwa alle 4 bis 6 Wochen austauschen werden. Je nach Luftfeuchtigkeit im Raum (bei trockener Luft nach etwa 4 Wochen tauschen).

Allgemeine Hinweise:

Da die Fallen keine bioziden Wirkstoffe enthalten und die Insekten nur durch einen lebensmittelbasierten Lockstoff angelockt werden, stellt die Falle keine Gefahr für im Raum befindliche Gegenstände dar.

PPS GmbH
Robert-Bosch-Straße 6
D 73278 Schlierbach

Tel. +49 (0) 7021 953 89.0
Fax. +49 (0) 7021 953 89.99

Home: <http://www.pps-vertrieb.de> E-Mail: info@pps-vertrieb.de